

InBody 770 device!

With extremely accurate and reproducible results and abundant measurement output, the InBody 770 is a premium Body Composition Analyzer used for patient monitoring, medical research, sports medicine, etc...

Main Features:

- Introduction of a new parameter the “Whole Body Phase Angle”, a very important indicator of Body Cell Health
- Simultaneous Multi-Frequency Bioelectrical Impedance Analysis (SMF-BIA) technology
- Muscle ratio and distribution in the body and the ideal ratio
- Fat percentage and distribution in the body and the ideal ratio
- The percentage of water in the body and the ideal ratio
- The rate of burning in the body
- Calories required by the body
- Determination of body mass
- Provide an estimate of your daily caloric intake and BMR metabolic rate
- Two different test modes: Self Mode & Professional Mode

## Inbody 770 Device

يمنح جهاز 770 نتائج دقيقة للغاية ومخرجات قياس مثالية. ويقوم الجهاز بتحليل ومراقبة الحالة الجسمانية للمريض وفي حالات الطب الرياضي وغيرها من الحالات التي تستوجب فحوصات وتحاليل تفصيلية لحالة الجسم لا يمكن الوصول اليها عن طريق التحاليل المختبرية او فحوصات الاشعة .

الخصائص الرئيسية:

- تقديم مؤشر واضح عن الحالة الكلية للجسم مع تحليل شامل لحالة خلايا الجسم .
- التحليل الشامل باستخدام موجات مغناطيسية وكهربائية متعددة الترددات للحصول على قراءات دقيقة.
- نسبة العضلات توزيعها في الجسم مع اعطاء المؤشر المثالي لنسبة العضلات.
- نسبة الدهون وتوزيعها في الجسم مع اعطاء المؤشر المثالي لنسبة الدهون المسموح بها
- النسبة المئوية للمياه في الجسم مع اعطاء المؤشر المثالي لكمية المياه المسموح بها .
- معدل حرق السعرات والدهون في الجسم .
- السعرات الحرارية المثالية والمطلوبة من قبل الجسم
- تحديد كتلة الجسم
- توفير تقدير الاستهلاك اليومي من السعرات الحرارية ومعدل الأيض المثالي.
- وضعيتين مختلفتين للاختبار – الوضع العادي الوضع المتقدم